

ACCESORIOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN



AC MEDICA, S.A.

Tel. +34 902 83 00 49
Fax. +34 984 28 37 18

acmedica@acmedica.es
www.acmedica.es

acmedica[®]
medical solutions

CONTENIDO

INSTRUMENTOS DE I/A

PÁGINA

Sistemas monomanuales Swiss	Sin esterilizar	Varios usos	3
Sistemas bimanuales Swiss	Sin esterilizar	Varios usos	3
Sistemas bimanuales Swiss	Estériles	Un solo uso	4
Sistemas bimanuales Swiss	Estériles	Varios usos (10 usos)	5
Sistemas monomanuales Swiss	Estériles	Un solo uso	6
Sistemas monomanuales Swiss	Estériles	Varios usos (10 usos)	7

ACCESORIOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN

Juegos de accesorios para faco	Estériles	Un solo uso	8
Puntas de faco, inc. Capuchones	Estériles	Varios usos (10 usos)	9
Puntas de faco	Estériles	Varios usos	10
Capuchones de infusión COOLFLOW	Sin esterilizar	Varios usos	11
Capuchones de infusión COOLFLOW	Estériles	Un solo uso	12
Juegos XXK ULTRA-HIGHVAC	Estériles	Un solo uso	13
Sistemas de Cassette CONCEPT	Estériles	Varios usos	14
Sistemas de Cassette CONCEPT	Estériles	Un solo uso	14-15

VITREORETINAL

SISTEMAS DE TROCAR SWISS	Estéril	Un solo uso	16
--------------------------	---------	-------------	----



INSTRUMENTOS DE I/A

SISTEMAS DE I/A MONO Y BIMANUALES SWISS DE VARIOS USOS

INSTRUMENTOS DE I/A MONOMANUALES SWISS QUICK SWITCH

1 UNIDAD

SQS100	Mango de I/A ligero	
SQS110	Punta de I/A, recta Ø 1,80 mm, puerto de aspiración de 0,35 mm	
SQS115	Punta pulida de I/A, recta Ø 1,40 mm, puerto de asp. de 0,35 mm	
SQS120	Punta de I/A, ángulo de 45°, Ø 1,80 mm puerto de asp. de 0,35 mm	
SQS130	Punta de I/A, ángulo de 90°, Ø 1,80 mm puerto de asp. de 0,35 mm	
SQS140	Punta de I/A, curva, Ø 1,80 mm, puerto de aspiración de 0,35 mm	
SQS150	Punta de I/A, estilo Simcoe, chapada en oro, puerto de asp. de 0,35 mm	
SQS116	Punta de I/A, recta, 19 G, puerto de aspiración de 0,35 mm con capuchón de silicona	
SQS119	Punta de I/A, ángulo de 45°, 19 G, puerto de 0,35 mm con capuchón de silicona	

INSTRUMENTOS DE ASPIRACIÓN I/A BIMANUALES SWISS

1 UNIDAD

SBA100A	Mango para asp. de 21 G , forma de aeroplano, con punta pulida, puerto de asp. de 0,35 mm
SBA103A	Mango para asp. de 21 G , forma de aeroplano, con punta pulida, puerto de asp. de 0,40 mm
SBA104A	Mango para asp. de 21 G , forma de aeroplano, con punta texturada, puerto de asp. de 0,40 mm
SBA105A	Mango para asp. de 21 G , forma de aeroplano, con punta texturada, puerto de asp. de 0,35 mm
SBA101B	Mango para asp. de 23 G , forma de bala, con punta pulida, puerto de asp. de 0,30 mm
SBA106B	Mango para asp. de 23 G , forma de bala, con punta texturada, puerto de asp. de 0,30 mm
SBA110	Mango para aspiración, con adaptador Luer para cánulas de aspiración

INSTRUMENTOS DE IRRIGACIÓN I/A BIMANUALES SWISS

1 UNIDAD

SBI120A	Mango para irr. de 21 G , forma de aeroplano, con punta pulida, puerto de irr. de 0,50 mm
SBI125A	Mango para irr. de 21 G , forma de aeroplano, con punta texturada, puerto de irr. de 0,50 mm
SBI121B	Mango para irr. de 23 G , forma de bala, con punta pulida, puerto de irr. de 0,30 mm
SBI126B	Mango para irr. de 23 G , forma de bala, con punta texturada, puerto de irr. de 0,30 mm
SBI130	Mango para irr., con adaptador Luer para cánulas de irrigación

INSTRUMENTOS DE I/A

SISTEMAS DE I/A BIMANUALES SWISS DE UN SOLO USO, ESTÉRILES

SISTEMAS DE I/A BIMANUALES SWISS PARA TÉCNICAS BIMANUALES


CAJA DE 10

SBS105 Mango de aspiración 0,8 mm (21 G) con cánula curva, puerto de aspiración de 0,35 mm, punta texturada para el pulido de cápsulas forma del extremo de AEROPLANO


Mango de irrigación de 0,8 mm (21 G) con cánula curva, puerto de irrigación de 0,50 mm para aclarado activo

SBS110A Mango de aspiración de 0,8 mm (21 G) con cánula curva, puerto de aspiración de 0,35 mm, punta texturada para el pulido de cápsulas, forma del extremo de AEROPLANO

Mango de irrigación de 0,8 mm (21 G) con cánula curva, dos puertos de irrigación de 0,45 mm, forma del extremo de AEROPLANO



SBS105



SBS110A



INSTRUMENTOS DE I/A

SISTEMAS DE I/A BIMANUALES SWISS DE VARIOS USOS, ESTÉRILES

Los juegos se entregan esterilizados y los componentes se pueden esterilizar a 121 °C/20 min o 135 °C/5 min hasta 10 veces.

SISTEMAS DE I/A BIMANUALES SWISS


CAJA DE 10

SBS105RU Mango de aspiración de 0,8 mm (21 G) con cánula curva, puerto de aspiración de 0,35 mm, con cabezal de aspiración texturado para el pulido de cápsulas forma del extremo de AEROPLANO


Mango de irrigación de 0,8 mm (21 G) con cánula curva, dos puertos de irrigación de 0,5 mm para aclarado activo

SBS110ARU Mango de aspiración de 0,8 mm (21 G) con cánula curva, dos puertos de aspiración de 0,35 mm con cabezal de aspiración texturada para el pulido de cápsulas forma del extremo de AEROPLANO

Mango de irrigación de 0,8 mm (21 G) con cánula curva, dos puertos de irrigación de 0,45 mm forma del extremo de AEROPLANO



SBS105RU



SBS110ARU



INSTRUMENTOS DE I/A


SISTEMAS DE I/A MONOMANUALES SWISS DE UN SOLO USO, ESTÉRILES



SISTEMAS DE I/A MONOMANUALES SWISS PARA TÉCNICAS COAXIALES

CAJA DE 10

SMS120	Mango de I/A con cánula de aspiración en ángulo de 45°/19 G , para incisiones de 2,8 mm, puerto de aspiración de 0,35 mm, con cabezal de aspiración texturado para pulido de cápsulas
SMS130	Mango de I/A con cánula de aspiración en ángulo de 65°/19 G , para incisiones de 2,8 mm, puerto de aspiración de 0,35 mm, cabezal de punta texturada para pulido de cápsulas
SMS115	Mango de I/A con cánula de aspiración recta/20 G, para incisiones de 2,5 mm, puerto de aspiración de 0,35 mm, con cabezal de aspiración texturado para pulido de cápsulas
SMS125P	Mango de I/A con cánula de aspiración en ángulo de 45°/20 G , para incisiones de 2,5 mm, puerto de aspiración de 0,35 mm, con cabezal de aspiración texturado
SMS135	Mango de I/A con cánula de aspiración en ángulo de 65°/20 G , para incisiones de 2,5 mm, puerto de aspiración de 0,35 mm, con cabezal de aspiración texturado para pulido de cápsula
SMS155P	Mango de I/A con cánula de aspiración en ángulo de 45°/21 G , para incisiones de 2,2 mm, puerto de aspiración de 0,35 mm, con cabezal de aspiración pulido
SMS160P	Mango de I/A con cánula de aspiración curva/21 G , para incisiones de 2,2 mm, puerto de aspiración de 0,35 mm, con cabezal de aspiración pulido
SMS170P	Mango de I/A con cánula de aspiración en ángulo de 45°/23 G , para incisiones de 2,0 mm, puerto de aspiración de 0,30 mm, con cabezal de aspiración pulido
SMS175P	Mango de I/A con cánula de aspiración curva/23 G , para incisiones de 2,0 mm, puerto de aspiración de 0,30 mm, con cabezal de aspiración pulido



SISTEMAS DE I/A MONOMANUALES SWISS DE VARIOS USOS, ESTÉRILES


Los juegos se entregan estériles y los componentes se pueden esterilizar a 121 °C/20 min, o a 135 °C/5 min hasta 10 veces.



SISTEMAS DE I/A MONOMANUALES SWISS PARA TÉCNICAS COAXIALES

CAJA DE 10

- | | |
|-----------|--|
| SMS120RU | Mango de I/A con cánula de aspiración en ángulo de 45°/19 G , puerto de asp. de 0,35 mm, con cabezal de aspiración texturado para pulido de cápsulas, para incisiones de 2,8 mm |
| SMS125PRU | Mango de I/A con cánula de aspiración en ángulo de 45°/20 G , puerto de asp. de 0,35 mm, con cabezal de aspiración pulido de cápsulas, para incisiones de 2,5 mm |
| SMS135RU | Mango de I/A con cánula de aspiración en ángulo de 65°/20 G , puerto de asp. 0,35 mm, con cabezal de aspiración texturado para pulido de cápsulas, para incisiones de 2,5 mm |
| SMS170PRU | Mango de I/A con cánula de aspiración en ángulo de 45°/23 G , puerto de asp. de 0,30 mm, con cabezal de aspiración pulido para incisiones de 2,0 mm |



ACCESORIOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN

JUEGOS DE ACCESORIOS FACOEMULSIFICACIÓN DE UN SOLO USO, ESTÉRILES



Contiene: 1 Punta de titanio con llave para ajustar puntas
1 Capuchón de irrigación
1 Cámara de prueba

Compatible con

Conectores 5R y 4K: B+L/Storz, AMO, Alcon, Nidek, Oertli, Ruck, Geuder, Dorc y otros

Conector XXK: Alcon Legacy® Series 20000, Accurus®, Infinity®

					CAJA DE 10
	CLASSIC 19G, 30° para incisiones de 2,8 mm	PA603000	PA603500	PA603300	
	MICROSONIC 20G, 30° para incisiones de 2,5 mm	PA603100	PA603510	PA603310	
	HYPERSONIC 19/20G, 30° para incisiones de 2,8 mm	PA603200	PA603520	PA603350	
	NANO 20/21G, 30° (acampanada) para incisiones de 2,2 mm	PA603190	PA603530	PA603320	
	SUBSONIC 21G, 30° para incisiones de 2,2 mm	PA603070	PA603540	PA603390	
	COMICS-SUB2 23G, 30° para incisiones de 1,8 mm	PA603020	PA603550		
1 UNIDAD					
	LLAVE PARA AJUSTAR PUNTAS (sin esterilizar)	PK602402	PK602401	PK602401	

Se encuentran asimismo disponibles a petición puntas de faco con angulación de 0°, 15° y 45° y/o en curva y se pueden completar con un sistema de I/A bimanual o monomanual. El pedido mínimo para estos productos es de 10 cajas.

ACCESORIOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN

PUNTAS DE FACO Y CAPUCHONES PARA VARIOS USOS, ESTÉRILES



Contiene: 1 Punta de titanio con llave para ajustar puntas esterilizable
1 Capuchón de infusión

Compatible con

Conectores 5R y 4K: B+L/Storz, AMO, Alcon, Nidek, Oertli, Ruck, Geuder, Dorc y otros

Conectores XXK: Alcon Legacy® Series 20000, Accurus®, Infinity®

Los juegos se entregan esterilizados y los componentes se pueden esterilizar a 121 °C/20 min hasta 10 veces.

				CAJA DE 10
 CLASSIC 19G, 30° para incisiones de 2,8 mm	PA603000RU	PA603500RU	PA603300RU	
 MICROSONIC 20G, 30° para incisiones de 2,5 mm	PA603100RU	PA603510RU	PA603310RU	
 HYPERSONIC 19/20G, 30° para incisiones de 2,8 mm	PA603200RU	PA603520RU	PA603350RU	
 NANO 20/21G, 30° (acampanada) para incisiones de 2,2 mm	PA603190RU	PA603530RU	PA603320RU	
 SUBSONIC 21G, 30° para incisiones de 2,2 mm	PA603070RU	PA603540RU	PA603390RU	
 COMICS-SUB2 23G, 30° para incisiones de 1,8 mm	PA603020RU	PA603550RU		
				1 UNIDAD
 LLAVE PARA AJUSTAR PUNTAS (sin esterilizar)	PK602402	PK602401	PK602401	

Se encuentran asimismo disponibles a petición puntas de faco con angulación de 0°, 15° y 45° y/o en curva. El pedido mínimo para estos productos es de 10 cajas.

ACCESORIOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN

PUNTAS DE FACO PARA VARIOS USOS, SIN ESTERILIZAR

Contiene: 6 Puntas de titanio

Compatible con:

Conector 5R y 4K: B+L/Storz, AMO, Alcon, Nidek, Oertli, Ruck, Geuder, Dorc y otros

Conector XXK: Alcon Legacy® Series 20000, Accurus®, Infinity®



19 G para incisiones de 2,8 mm



Classic

Hypersonic

20 G para incisiones de 2,5 mm



Microsonic

21 G para incisiones de 2,2 mm



Nano

Subsonic

23 G para incisiones de 1,8 mm



Comics SUB 2

					CAJA DE 6
	CLASSIC 19G, 30° para incisiones de 2,8 mm	PT602200B	PT602500B	PT602300B	
	MICROSONIC 20G, 30° para incisiones de 2,5 mm	PT602210B	PT602510B	PT602310B	
	HYPERSONIC 19/20G, 30° para incisiones de 2,8 mm	PT602250B	PT602520B	PT602350B	
	NANO 20/21G, 30° (acampanada) para incisiones de 2,2 mm	PT602240B	PT602530B	PT602340B	
	SUBSONIC 21G, 30° para incisiones de 2,2 mm	PT602070B	PT602540B	PT602390B	
	COMICS-SUB2 23G, 30° para incisiones de 1,8 mm	PT602220B	PT602550B		

1 UNIDAD



LLAVE PARA AJUSTAR PUNTAS PK602402
(sin esterilizar)

PK602401

PK602401

Se encuentran asimismo disponibles a petición puntas de faco con angulación de 0°, 15° y 45° y/o en curva. El pedido mínimo para estos productos es de 10 cajas.

ACCESORIOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN

CAPUCHONES DE INFUSIÓN COOLFLOW DE VARIOS USOS, SIN ESTERILIZAR

CAPUCHONES DE INFUSIÓN COOLFLOW

BOLSA DE 6

	COOLFLOW 19G	amarillo, para incisiones de 2,8 mm	CF602300
	COOLFLOW 19G	azul, para incisiones de 2,8 mm	CF602301
	COOLFLOW 20G	beis, para incisiones de 2,5 mm	CF602310
	COOLFLOW 21G	transparente, para incisiones de 2,2 mm	CF602340
	COOLFLOW 23G	naranja, para incisiones de 1,8 mm	CF602350

CAJA DE 4

	COOLFLOW ^{PLUS} 19G	Rígido "no-burn", amarillo	CF602320
	COOLFLOW ^{PLUS} 20G	Rígido "no-burn", beis	CF602330

BOLSA DE 6

	CÁMARA DE PRUEBA	TC602450
--	------------------	----------

COOLFLOW CAPUCHONES DE INFUSIÓN

BOLSA DE 500

	COOLFLOW 19G	amarillo, para incisiones de 2,8 mm	CF602300B
	COOLFLOW 19G	azul, para incisiones de 2,8 mm	CF602301B
	COOLFLOW 20G	beis, para incisiones de 2,5 mm	CF602310B
	COOLFLOW 21G	transparente, para incisiones de 2,2 mm	CF602340B
	CÁMARA DE PRUEBA		TC602450B

ACCESORIOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN

ACCESORIOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN DE UN SOLO USO SIN PUNTAS DE FACO, ESTÉRILES

CAPUCHONES DE INFUSIÓN Y CÁMARA DE PRUEBA

CAJA DE 10

PA603901	Juego de accesorios, 19 G (capuchón COOLFLOW azul y cámara de prueba)
PA603902	Juego de accesorios, 20 G puerto pequeño (capuchón COOLFLOW, beis y cámara de prueba)
PA603903	Juego de accesorios, 21 G puerto pequeño (capuchón COOLFLOW, transparente y cámara de prueba)

CAPUCHONES DE INFUSIÓN

CAJA DE 10

PA603951	Capuchón COOLFLOW 19 G, azul, para puntas de faco de 19 G
PA603952	Capuchón COOLFLOW 20 G, beis, para puntas de faco de 20 G
PA603953	Capuchón COOLFLOW 21 G, transparente, para puntas de faco de 21 G

CÁMARA DE PRUEBA

CAJA DE 10

TC602451	CÁMARA DE PRUEBA
----------	------------------



COMPATIBLES

SISTEMAS DE CASSETTE XXK ULTRA-HIGHVAC DE UN SOLO USO, ESTÉRILES

Contiene:

- 1 Cassette XXK ULTRA-HIGHVAC
- 1 Juego de tubos de I/A
- 1 Juego de administración filtrada
- 1 Tapa para el soporte de la bandeja

Compatible con
Alcon Legacy® Series 20000



SISTEMAS DE CASSETTE XXK ULTRA-HIGHVAC SIN PUNTA DE FACO

CAJA DE 12

XXK100	XXK100 JUEGO XXK ULTRA-HIGHVAC, sin capuchones
XXK101	XXK101 JUEGO XXK ULTRA-HIGHVAC para puntas de faco de 19 G con capuchón COOLFLOW de 19 G, azul y cámara de prueba
XXK102	XXK101 JUEGO XXK ULTRA-HIGHVAC para puntas de faco de 19 G XXK102 Capuchón COOLFLOW de 20 G, beis y cámara de prueba

SISTEMAS DE CASSETTE XXK ULTRA-HIGHVAC CON PUNTA DE FACO, CAPUCHÓN Y CÁMARA DE PRUEBA CAJA DE 12

XXK110	con XXK CLASSIC de 19 G, punta de faco de 30° y capuchón de 19 G, azul para incisiones de 2,8 mm
XXK120	con XXK MICROSONIC de 20 G, punta de faco de 30° y capuchón de 20 G, beis para incisiones de 2,5 mm
XXK130	con XXK HYPERSONIC de 19/20 G, punta de faco de 30° y capuchón de 19 G, azul para incisiones de 2,8 mm
XXK190	con XXK NANO 20/21 G, punta de faco de 30° y capuchón de 21 G, transparente, para incisiones de 2,2 mm, faco coaxial
XXK210	con XXK SUBSONIC 21 G, punta de faco de 30° y capuchón de 21 G, transparente, para incisiones de 2,2 mm, faco coaxial

COMPATIBLES

SISTEMAS DE CASSETTE CONCEPT, ESTÉRILES

Compatible con

Bausch + Lomb/Storz Systems Millennium™, Premiere®, Protegé®, Daisy®



CASSETTE CONCEPT DAY SIN PUNTA DE FACO

CAJA DE 1

CPT200 CASSETTE CONCEPT DAY, incluye

- | | |
|---|---|
| 1 Cassette CONCEPT para varios usos | 1 Bolsa para control remoto |
| 10 Juegos de tubos de I/A de un solo uso | 2 Cámaras de prueba de varios usos |
| 10 Juegos de administración filtrada de un solo uso | 2 Capuchones de infusión de 19 G de varios usos, azules |
| 10 Tapas de soporte de bandeja de un solo uso | 1 Llave para ajuste de puntas de varios |
| 10 Tapas de equipo de un solo uso | |



CASSETTE CONCEPT SIN PUNTA DE FACO

CAJA DE 15

CPT100

CASSETTE CONCEPT BASIC, incluye

- 1 Cassette CONCEPT de un solo uso
- 1 Juego de tubos de I/A de un solo uso

CASSETTE CONCEPT SIN PUNTA DE FACO

CAJA DE 10

CPT105

CASSETTE CONCEPT SUPERIOR, incluye

- | | |
|---|--|
| 1 Cassette CONCEPT de un solo uso | 1 Capuchón de infusión de 19 G de un solo uso, azul |
| 1 Juego de tubos de I/A de un solo uso | 1 Cámara de prueba de un solo uso |
| 1 Juego de administración filtrada de un solo uso | 2 Llaves para ajuste de puntas de un solo uso (5R, 4K) |

CPT109

CASSETTE CONCEPT DELUXE, incluye

- | | |
|---|---|
| 1 Cassette CONCEPT de un solo uso | 1 Bolsa para control remoto |
| 1 Juego de tubos de I/A de un solo uso | 1 Tapa de equipo de un solo uso |
| 1 Juego de administración filtrada de un solo uso | 1 Capuchón de infusión de 19 G de un solo uso, azul |
| 1 Tapa de soporte de bandeja de un solo uso | 1 Cámara de prueba de un solo uso |



COMPATIBLES

SISTEMAS DE CASSETTE CONCEPT DE UN SOLO USO, ESTÉRILES

Contiene: 1 Cassette CONCEPT de un solo uso
1 Juego de tubos de I/A de un solo uso
1 Juego de administración filtrada de un solo uso
1 Tapa de soporte de bandeja de un solo uso
1 Punta de faco de un solo uso

1 Bolsa para control remoto
1 Tapa de equipo de un solo uso
1 Cámara de prueba de un solo uso
1 Llave para ajuste de puntas de un solo uso
1 Capuchón de infusión de un solo uso

Compatible con
Bausch + Lomb/Storz Systems Millennium™, Premiere®, Protegé®, Daisy®

CASSETTE CONCEPT DAY CON PUNTA DE FACO

CAJA DE 10

CPT110	con 5R CLASSIC de 19 G, punta de faco de 30° y capuchón de 19 G, azul para incisiones de 2,8 mm
CPT120	con 5R MICROSONIC de 20 G, punta de faco de 30° y capuchón de 20 G, beis para incisiones de 2,5 mm
CPT330	con 5R HYPERSONIC de 19/20 G, punta de faco de 30° y capuchón de 19 G, azul para incisiones de 2,8 mm
CPT140	con 5R NANO de 20/21 G, punta de faco de 20° y cubierta de 21 G, transparente para incisiones de 2,2 mm, faco coaxial
CPT150	con 5R SUBSONIC de 21 G, punta de faco de 30° y capuchón de 21 G, transparente para incisiones de 2,2 mm, faco coaxial
CPT160	con 5R COMICS-SUB 2 de 23 G, punta de faco de 30° y capuchón de 23 G, naranja para incisiones de 1,8 mm, faco coaxial

VITREORETINAL

SISTEMAS DE TRÓCAR SWISS DE UN SOLO USO, ESTÉRILES



SISTEMAS DE TRÓCAR SWISS

CAJA DE 10

- | | |
|--------|---|
| STS100 | <p>SISTEMA DE TRÓCAR SWISS, 23 G, DE UN SOLO PASO CON TAPONES, incluye</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Mangos para cuchilla muy afilada CLASSIC de 23 G con trócares altamente pulidos para una mínima fricción de los instrumentos - 1 Plantilla para incisiones - 1 Mango para cuchilla de 23 G con cánula de infusión - 1 Terminal de infusión de 23 G (BSS) con conexión de bloqueo Luer - 3 Tapones esclerales - 1 Fórceps de sujeción ajustado a la forma del trócar - 1 Espéculo |
| STS101 | <p>SISTEMA DE TRÓCAR SWISS, 23 G, DE UN SOLO PASO CON TAPONES, incluye</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Mangos para cuchilla muy afilada CLASSIC de 23 G con trócares altamente pulidos de titanio para una fricción mínima de los instrumentos - 1 Plantilla para incisiones - 1 Terminal de infusión de 23 G (BSS) con adaptador de trócar premontado y conexión de bloqueo Luer - 3 Tapones esclerales - 1 Fórceps de sujeción ajustado a la forma del trócar |
| STS102 | <p>SISTEMA DE TRÓCAR SWISS, 23 G, DE UN SOLO PASO CON VÁLVULA, incluye</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Mangos para cuchilla muy afilada MVR de 23 G con trócares altamente pulidos de titanio para una fricción mínima de los instrumentos y válvula autosellante - 1 Plantilla para incisiones - 1 Terminal de infusión de 23 G (BSS) con adaptador de trócar premontado y conexión de bloqueo Luer - 1 Fórceps de sujeción ajustado a la forma del trócar |
| STS250 | <p>SISTEMA DE TRÓCAR SWISS, 25 G, DE UN SOLO PASO CON VÁLVULA, incluye</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Mangos para cuchilla muy afilada MVR de 25 G con trócares altamente pulidos de titanio para una fricción mínima de los instrumentos y válvula autosellante - 1 Plantilla para incisiones - 1 Terminal de infusión de 25 G (BSS) con adaptador de trócar premontado y conexión de bloqueo Luer - 1 Fórceps de sujeción ajustado a la forma del trócar |



VITREORETINAL

- STS260 SISTEMA DE TRÓCAR SWISS, 25 G, DE UN SOLO PASO CON VÁLVULA, incluye
- 3 Mangos para cuchilla muy afilada MVR de 25 G con trócares altamente pulidos para una fricción mínima de los instrumentos y válvula autosellante
 - 1 Plantilla para incisiones
 - 1 Terminal de infusión de 25 G (aceite)
 - 1 Fórceps de sujeción ajustado a la forma del trócar

