




CRONUS ADVANCEDTM

CATETER DE BALÓN - OTW - 0,0035"
Radiología intervencionista

acmedica[®]
medical solutions

CRONUS ADVANCED™

CATÉTER BALÓN - OTW - 0,0035"

Nueva tecnología unida con láser que garantiza un equilibrio flexible y óptimo en la transición.

- El material del balón ofrece muy buenas prestaciones y resistencia a perforaciones y a la abrasión, además el grosor es menor.
- Punta suave, flexible y afilada.
- Bajo perfil del extremo del balón.
- Cuerpo con diseño de doble lumen de perfil bajo.
- Estructura de plegado triple y séxtuple del balón para una conservación óptima del perfil.
- El revestimiento hidrofílico HiFlow exclusivo de Rontis
- Suaviza la navegabilidad incluso en las anatomías más tortuosas.
- Buena cruzabilidad gracias al material del balón y al proceso de plegado, junto con la flexibilidad y capacidad de empuje del catéter de doble lumen.
- Resistente a la torsión.
- 2 marcadores en oro para lograr una precisión de colocación óptima.



DATOS TÉCNICOS


Modo de intercambio:	OTW (coaxial)
Características material del balón:	poliamida modificada semidistensible
Compatibilidad con guía (máx.):	00,035"
Compatibilidad con funda (mín.):	5F (Ø 4,0-6,0 mm) 6F (Ø 7,0-9,0 mm) 7F (Ø 10,0 mm)
Longitud utilizable del catéter:	80 cm, 120 cm
Presión nominal:	6 bar
Presión de rotura nominal: Revestimiento:	12-16 bar Hydrophilic
Totalidad de vida útil:	HIFlow 3 años

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

LONGITUD DEL BALÓN				DIÁMETRO DEL BALÓN			
mm	4	5	6	7	8	9	10
20	CA 420/80	CA 520/80	CA 620/80	CA 720/80	CA 820/80	CA 920/80	CA 1020/80
30	CA 430/80	CA 530/80	CA 630/80	CA 730/80	CA 830/80	CA 930/80	CA 1030/80
40	CA 440/80	CA 540/80	CA 640/80	CA 740/80	CA 840/80	CA 940/80	CA 1040/80
60	CA 460/80	CA 560/80	CA 660/80	CA 760/80	CA 860/80	CA 960/80	CA 1060/80
80	CA 480/80	CA 580/80	CA 680/80	CA 780/80	CA 880/80	N/A	N/A
100	CA 4100/80	CA 5100/80	CA 6100/80	CA 7100/80	N/A	N/A	N/A
120	CA 4120/80	CA 5120/80	CA 6120/80	CA 7120/80	N/A	N/A	N/A
20	CA 420/120	CA 520/120	CA 620/120	CA 720/120	CA 820/120	CA 920/120	CA 1020/120
30	CA 430/120	CA 530/120	CA 630/120	CA 730/120	CA 830/120	CA 930/120	CA 1030/120
40	CA 440/120	CA 540/120	CA 640/120	CA 740/120	CA 840/120	CA 940/120	CA 1040/120
60	CA 460/120	CA 560/120	CA 660/120	CA 760/120	CA 860/120	CA 960/120	CA 1060/120
80	CA 480/120	CA 580/120	CA 680/120	CA 780/120	CA 880/120	N/A	N/A
100	CA 4100/120	CA 5100/120	CA 6100/120	CA 7100/120	N/A	N/A	N/A
120	CA 4120/120	CA 5120/120	CA 6120/120	CA 7120/120	N/A	N/A	N/A

N/A: no disponible

1 French (Fr)=0.33 mm 1 pulgada = 25,45 mm 1 bar = 100 kPascal 0,987 Atm • 14,505 psi



INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,
CH 6301 Zug,
SUIZA
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

acmedica[®]
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n.º 2 • 1.º - Ext.
33008 • Oviedo
Tel. 902 830049 • Fax. 984 283718
acmedica acmedica.es
www.acmedica.es

