




CRONUSHP™

Cateter de balón -
OTW - 0,035"

Radiología intervencionista


acmedica®
medical solutions

CRONUSHP™

Catéter balón -
OTW - 0,035"

Diseñado para tratar con balón eficazmente incluso las estenosis más severas que ofrecen de forma habitual resistencia a la expansión.

- Flexible incluso en condiciones de presión alta.
- Amplio rango de presión de trabajo (16 bar entre NP y RBP).
- El material sin revestimiento del balón ofrece muy buen rendimiento.
- Diseño de pliegue triple y séxtuple.
 - 2 marcadores de oro.
- Unión con láser en puntos de flexión cruciales.



acmedica®
medical solutions


DATOS TÉCNICOS

Modo de intercambio:	OTW (coaxial)
Características material del balón:	poliamida modificada semidistensible
Compatibilidad con guía (máx.):	00,035"
Compatibilidad con funda (mín.):	6F (Ø 4,0-5,0 mm) 7F (Ø 6,0-7,0 mm) 8F (Ø 8,0-10,0 mm)
Longitud utilizable del catéter:	45 cm, 80 cm
Presión nominal:	10 bar
Presión de roturanominal:	26 bar
Presión media de rotura:	35 bar
Vida útil total:	3 años

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Longitud del balón	Diámetro del balón						
mm	4	5	6	7	8	9	10
20	CH420-45	CH520-45	CH620-45	CH720-45	CH820-45	CH920-45	CH1020-45
30	CH430-45	CH530-45	CH630-45	CH730-45	CH830-45	CH930-45	CH1030-45
40	CH440-45	CH540-45	CH640-45	CH740-45	CH840-45	CH940-45	CH1040-45
60	CH460-45	CH560-45	CH660-45	CH760-45	CH860-45	CH960-45	CH1060-45
20	CH420-80	CH520-80	CH620-80	CH720-80	CH820-80	CH920-80	CH1020-80
30	CH430-80	CH530-80	CH630-80	CH730-80	CH830-80	CH930-80	CH1030-80
40	CH440-80	CH540-80	CH640-80	CH740-80	CH840-80	CH940-80	CH1040-80
60	CH460-80	CH560-80	CH660-80	CH760-80	CH860-80	CH960-80	CH1060-80

1 French (Fr) = 0.33 mm 1 pulgada = 25.45 mm 1 bar = 100 kPascal 0.987 Atm = 14.505 psi



INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,
CH 6301 Zug,
SUIZA
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

acmedica[®]
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n. 2 1º - Ext.
33008 - Oviedo
Tel. 902 830049 - Fax. 984 283718
acmedica@acmedica.es
www.acmedica.es

