



CRONUSNV™


Cateter de balón
no vascular -
OTW (coaxial) 0,035"

Radiología intervencionista

acmedica®
medical solutions

CRONUSV™

Cateter de balón
no vascular -
OTW (coaxial) 0,035"



- Diseño OTW (coaxial) que aporta más control.
- Revestimiento hidrofílico, HiFlow, exclusivo de Rontis que aporta una lubricidad excelente.
- Tecnología de plegado triple y séxtuple para una conservación óptima del perfil.
 - 2 marcadores en oro para mejorar la visibilidad y permitir una colocación precisa.
- Catéter resistente a la torsión
- Capacidad de empuje muy efectiva.


DATOS TÉCNICOS

Modo de intercambio:	OTW (coaxial)
Características/material del balón:	poliamida modificada semidistensible
Compatibilidad con guía (máx.):	0035"
Compatibilidad con funda (min.):	5F (Ø 4,0-6,0 mm) 6F (Ø 7,0-9,0 mm) 7F (Ø 10,0 mm)
Longitud utilizable del catéter:	45 cm
Presión nominal:	6 bar
Presión de rotura nominal:	12-16 bar
Presión media de rotura:	Hidrofílico, HiFlow
Vida útil total:	3 años

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Longitud del balón		Diámetro del balón						
mm	4	5	6	7	8	9	10	
20	CN420-45	CN520-45	CN620-45	CN720-45	CN820-45	CN920-45	CN1020-45	
30	CN430-45	CN530-45	CN630-45	CN730-45	CN830-45	CN930-45	CN1030-45	
40	CN440-45	CN540-45	CN640-45	CN740-45	CN840-45	CN940-45	CN1040-45	
60	CN460-45	CN560-45	CN660-45	CN760-45	CN860-45	CN960-45	CN1060-45	
80	CN480-45	CN580-45	CN680-45	CN780-45	CN880-45	N/A	N/A	

1 French (Fr) = 0.33 mm 1 pulgada = 25.45 mm 1 bar = 100 K Pascal 0.987 Atm = 14.505 psi



INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,
CH 6301 Zug,
SUIZA
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

acmedica[®]
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n. 2 1º - Ext.
33008 - Oviedo
Tel. 902 830049 - Fax. 984 283718
acmedica@acmedica.es
www.acmedica.es

