



EUROPAULTRATM

Catéter balón semidistensible

“La opción perfecta para
todo tipo de lesión”

Cardiología intervencionista

acmedica[®]
medical solutions

EUROPAULTRA™

Catéter balón semidistensible

Seguimiento mejorado

- La suave punta atraumática pequeña y afilada de Rontis cuenta con un perfil de entrada extra bajo (Ø,16") que garantiza el fácil acceso.
- Gracias a nuestro proceso exclusivo de alisado, se garantiza una capacidad óptima de repliegue.
- El diseño de la punta a la guía, junto con el control manual de la dirección de la punta permiten una capacidad de torsión excelente.
- Los materiales exclusivos de Rontis de alto rendimiento ayudan a reducir los perfiles del cuerpo.



- Con una transición integrada del cuerpo al hipotubo se garantiza una capacidad de empuje de 1:1.
- La tecnología de sellado con láser en puntos de flexión cruciales favorece el equilibrio entre la facilidad y flexibilidad en el acceso.
- 2 marcadores en platino-iridio en la parte distal y proximal de los hombros del balón aportan una mejor radiopacidad.



- Expansión del balón controlada para lograr una dilatación precisa de las arterias, de forma que se minimiza la posibilidad de daño arterial.

Lubricidad

- El revestimiento hidrofílico exclusivo de Rontis, HiFlow, suaviza la navegabilidad a través de incluso las vasculaturas más sinuosas.

acmedica®
medical solutions


DATOS TÉCNICOS

Modo de intercambio:	Rx (intercambio rápido)
Características/material del balón:	poliamida modificada/semidistensible
Compatibilidad con catéter guía (min.):	5F
Longitud utilizable del catéter:	140 cm
Marcadores radiopacos:	2 de platino-iridio
Parte distal del cuerpo:	2,4F (Ø 2,00 mm)
	2,5F (Ø 2,25 – 3,50 mm)
	2,9F (Ø 4,00 – 5,00 mm)
Hipotubo:	2,0F
Compatibilidad con guía (máx.):	0,014"
Presión nominal:	8 bar
Presión de rotura nominal:	16 bar
Presión de rotura promedio:	26 bar (Ø 2,00 – 3,50 mm)
	23 bar (Ø 4,00 – 5,00 mm)
Revestimiento:	Hidrofílico, HiFlow
Vida útil total:	3 años

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Diámetro del balón	Longitud del balón				
mm	10	15	20	25	30
2.00	EL20/10	EL20/15	EL20/20	EL20/25	EL20/30
2.25	EL22/10	EL22/15	EL22/20	EL22/25	EL22/30
2.50	EL25/10	EL25/15	EL25/20	EL25/25	EL25/30
2.75	EL27/10	EL27/15	EL27/20	EL27/25	EL27/30
3.00	EL30/10	EL30/15	EL30/20	EL30/25	EL30/30
3.50	EL35/10	EL35/15	EL35/20	EL35/25	EL35/30
4.00	EL40/10	EL40/15	EL40/20	EL40/25	EL40/30
4.50	EL45/10	EL45/15	EL45/20	EL45/25	EL45/30
5.00	EL50/10	EL50/15	EL50/20	EL50/25	EL50/30

1 French (Fr) = 0.33 mm 1 pulgada = 25.45 mm 1 bar = 100 kPascal 0.987 Atm = 14.505 psi



INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,
CH 6301 Zug,
SUIZA
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

acmedica[®]
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n.º 2 • 1.º - Ext.
33008 • Oviedo
Tel. 902 830049 • Fax. 984 283718
acmedica acmedica.es
www.acmedica.es

