



# EUROPAULTRA<sup>TM</sup> NC

Catéter balón

“Fuerza superior para los  
intervencionistas más exigentes”

Cardiología intervencionista

**acmedica**<sup>®</sup>  
medical solutions

# EUROPAULTRA™

## NC Catéter balón



### Seguimiento mejorado

- Diseño no distensible, resistente a deformaciones cuando se somete a presión.
- Expansión mínima del balón (5 % controlada entre NP y RBP para lograr una distensibilidad plana.
- Catéter de alta presión (RBP 20 bar).
- Se garantiza una precisión óptima incluso con grandes fuerzas de dilatación a la vez que se mantiene una estabilidad dimensional.
- Perfil de la punta extra bajo, 0,016".
- Suave punta atraumática, afilada y corta.
- La combinación exclusiva de materiales de Rontis garantiza la reducción del grosor de las paredes.
- Revestimiento hidrofílico, HiFlow, exclusivo de Rontis que aporta una lubricidad mejorada.
- Expansión homogénea del balón.
- Tecnología de triple plegado del balón.




## DATOS TÉCNICOS

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Modo de intercambio:                    | Rx (intercambio rápido)             |
| Características/material del balón:     | poliamida modificada/no distensible |
| Compatibilidad con catéter guía (mín.): | 5F                                  |
| Longitud utilizable del catéter:        | 140 cm                              |
| Marcadores radiopacos:                  | 2 de platino-iridio                 |
| Parte distal del cuerpo:                | 2.4F (Ø 2.00 mm)                    |
|                                         | 2.5F (Ø 2.25 - 3.50 mm)             |
|                                         | 2.9F (Ø 4.00 - 5.00 mm)             |
|                                         | 2.0F                                |
| Hipotubo:                               | 0.014"                              |
| Compatibilidad con guía (máx.):         | 10 bar                              |
| Presión nominal:                        | 20 bar                              |
| Presión de rotura nominal:              | 25 bar                              |
| Presión de rotura promedio:             | Hidrofílico, HiFlow                 |
| Revestimiento:                          | 3 años                              |
| Vida útil total:                        |                                     |

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

|      | Diámetro del balón |         |         | Longitud del balón |         |    |
|------|--------------------|---------|---------|--------------------|---------|----|
|      | mm                 | 10      | 15      | 20                 | 25      | 30 |
| 2.00 | EN20/10            | EN20/15 | EN20/20 | EN20/25            | EN20/30 |    |
| 2.25 | EN22/10            | EN22/15 | EN22/20 | EN22/25            | EN22/30 |    |
| 2.50 | EN25/10            | EN25/15 | EN25/20 | EN25/25            | EN25/30 |    |
| 2.75 | EN27/10            | EN27/15 | EN27/20 | EN27/25            | EN27/30 |    |
| 3.00 | EN30/10            | EN30/15 | EN30/20 | EN30/25            | EN30/30 |    |
| 3.50 | EN35/10            | EN35/15 | EN35/20 | EN35/25            | EN35/30 |    |
| 4.00 | EN40/10            | EN40/15 | EN40/20 | EN40/25            | EN40/30 |    |
| 4.50 | EN45/10            | EN45/15 | EN45/20 | EN45/25            | EN45/30 |    |
| 5.00 | EN50/10            | EN50/15 | EN50/20 | EN50/25            | EN50/30 |    |

1 French (Fr) = 0.33 mm 1 pulgada = 25.45 mm 1 bar = 100 K Pascal 0.987 Atm = 14.505 psi



## INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.  
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

### RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,  
CH 6301 Zug,  
SUIZA  
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212  
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

**acmedica**<sup>®</sup>  
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n.º 2 • 1.º - Ext.  
33008 • Oviedo  
Tel. 902 830049 • Fax. 984 283718  
acmedica acmedica.es  
www.acmedica.es

