



LOTUSXP™

Guía para OCC de 0,014"

“Tecnología avanzada
para llegar a lo imposible”

Cardiología intervencionista


acmedica®
medical solutions

LOTUSXP™

Guía de 0,014"


La guía Lotus XPTM es la última versión de la gama de guías de Rontis. Los intervencionistas podrán elegir entre una amplia gama de configuraciones de punta, para acceder a las lesiones más complejas.

- Núcleo más resistente en acero inoxidable para mejorar la capacidad de empuje y la colocación.
- Ensanchamiento progresivo del soporte de la punta para el tratamiento de oclusiones con estenosis severa.
- Carga de la punta: 3,0, 4,5, 6,0, 9,0, 12,0 gr
- Recubrimiento hidrofílico, lo que conserva la lubricidad en los casos más prolongados.
- Radiopacidad óptima.
- Navegabilidad suave y atraumática.
- Asimismo, se utiliza en aplicaciones periféricas, como en casos por debajo de la rodilla.



DATOS TÉCNICOS

Diseño:	Acero inoxidable del centro a la punta
Carga de la punta:	3,0-12,0 gr
Forma de la punta:	Recta (R), en forma de "J" (J)
Diseño de la punta:	Redondeada (D), Cuña (C)
Punta distal de coil radiopaco:	30 mm
Diámetro exterior:	0,014"
Revestimiento:	Hidrofilico
Longitud:	195-300 cm
Compatibilidad:	Normal (N), Adicional (A)



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	195 cm de longitud	300 cm de longitud
Carga de la punta (gr)	Compatibilidad normal	Compatibilidad normal
3.0	LX 195/30 DS	LX 300/30 DS
4.5	LX 195/45 DS	LX 300/45 DS
6.0	LX 195/60 DS	LX 300/60 DS
9.0	LX 195/90 DS	LX 300/90 DS
12.0	LX 195/120 DS	LX 300/120 DS
3.0	LX 195/30 WS	LX 300/30 WS
4.5	LX 195/45 WS	LX 300/45 WS
6.0	LX 195/60 WS	LX 300/60 WS
9.0	LX 195/90 WS	LX 300/90 WS
12.0	LX 195/120 WS	LX 300/120 WS
3.0	LX 195/30 DJ	LX 300/30 DJ
4.5	LX 195/45 DJ	LX 300/45 DJ
6.0	LX 195/60 DJ	LX 300/60 DJ
9.0	LX 195/90 DJ	LX 300/90 DJ
12.0	LX 195/120 DJ	LX 300/120 DJ
3.0	LX 195/30 WJ	LX 300/30 WJ
4.5	LX 195/45 WJ	LX 300/45 WJ
6.0	LX 195/60 WJ	LX 300/60 WJ
9.0	LX 195/90 WJ	LX 300/90 WJ
12.0	LX 195/120 WJ	LX 300/120 WJ

1 French (Fr) = 0,33 mm 1 pulgada = 25,45 mm 1 bar = 100 kPascal 0,987 Atm = 14,505 psi

INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,
CH 6301 Zug,
SUIZA
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

acmedica[®]
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n.º 2 • 1.º - Ext.
33008 • Oviedo
Tel. 902 830049 • Fax. 984 283718
acmedica acmedica.es
www.acmedica.es

