




TRITONBTK™


Catéter balón Triton por
debajo de la rodilla - Rx -
0,014"

Radiología intervencionista

acmedica®
medical solutions

TRITONBTK™

Catéter balón Triton
por debajo de la
rodilla - Rx - Ø,014"



- Punta corta, flexible y afilada Ø,015" (la más fina de su clase) diseñada para facilitar la navegación ya que las oclusiones presentan mayor prevalencia que la estenosis en casos por debajo de la rodilla
- El perfil de cruce de balón más fino de su clase de Ø,021" que permite el seguimiento, incluso en las lesiones más complicadas, con facilidad y fiabilidad.
- Compatibilidad con guía de Ø,014" para lograr una cruzabilidad excelente.
- 2 marcadores de platino-iridio para largos de 90-120-150 mm que ofrecen una precisión de colocación sobresaliente.
- Un tercer marcador de platino-iridio en el centro para balones de 180 y 210 mm de longitud, lo que ofrece visibilidad adicional.
- Diseño de plegado triple que ofrece una replegabilidad optimizada.
- Revestimiento hidrofílico, HiFlow, exclusivo.


DATOS TÉCNICOS

Modo de intercambio:	Rx
Características/material del balón:	poliamida/modificada semidistensible
Compatibilidad con guía (máx.):	0.014"
Compatibilidad con funda (mín.):	5F
Marcadores radiopacos:	2 o 3, dependiendo de la longitud del balón (Pt-Ir)
Longitud utilizable del catéter:	155 cm
Parte distal del cuerpo:	2,9 - 3,5 Fr
Hipotubo:	2,6 Fr
Presión nominal:	8 bar
Presión de rotura nominal:	16 bar
Revestimiento:	hidrofílico, HiFlow
Vida útil total:	3 años

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Longitud del balón		Diámetro del balón					
mm	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
90	TK20/90	TK25/90	TK30/90	TK35/90	TK40/90	TK45/90	TK50/90
120	TK20/120	TK25/120	TK30/120	TK35/120	TK40/120	TK45/120	TK50/120
150	TK20/150	TK25/150	TK30/150	TK35/150	TK40/150	TK45/150	TK50/150
180	TK20/180	TK25/180	TK30/180	TK35/180	TK40/180	TK45/180	TK50/180
210	TK20/210	TK25/210	TK30/210	TK35/210	TK40/210	TK45/210	TK50/210

1 French (Fr) = 0.33 mm 1 pulgada = 25.45 mm 1 bar = 100 kPascal 0.987 Atm = 14.505 psi



INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,
CH 6301 Zug,
SUIZA
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

acmedica[®]
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n. 2 1º - Ext.
33008 - Oviedo
Tel. 902 830049 - Fax. 984 283718
acmedica@acmedica.es
www.acmedica.es

