




TRITONPLUS™



Catéter balón Triton
Plus™ - Rx - 0,018"

Cardiología intervencionista

acmedica®
medical solutions

TRITONPLUS™

Catéteres balón



- Facilita el avance a través de lesiones complejas gracias al sistema monorraíl del catéter.
- Nuevo diseño Rx (intercambio rápido) con hipotubo de revestimiento de PTFE reforzado que garantiza el equilibrio entre una gran capacidad de empuje, flexibilidad superior y resistencia inmejorable a torsión.
- Balón con material de gran rendimiento que ofrece un perfil más bajo para mejorar el avance a través de vasculaturas sinuosas.
- Revestimiento hidrofílico, HiFlow, exclusivo de Rontis.
- 2, marcadores en oro para una colocación precisa.



acmedica®
medical solutions


DATOS TÉCNICOS

Modo de intercambio:	Rx (intercambio rápido)
Características/material del balón:	poliamida/modificada semidistensible
Compatibilidad con guía (máx.):	0.018"
Compatibilidad con funda (mín.):	4F (Ø 3.0-6.0 mm) 5F (Ø 6.5 - 8.0 mm)
Marcadores radiopacos:	2, en oro
Longitud utilizable del catéter:	80 cm, 135 cm
Parte distal del cuerpo:	3.2 - 3.5 Fr
Hipotubo:	2.6 Fr
Presión nominal:	6 bar
Presión de rotura nominal:	15-18 bar
Revestimiento:	hidrofílico, HiFlow
Vida útil total:	3 años

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Longitud del balón		Diámetro del balón									
mm	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0
10	TP3010-80	*	TP4010-80	*	TP5010-80	*	TP6010-80	*	TP7010-80	*	*
20	TP3020-80	*	TP4020-80	*	TP5020-80	*	TP6020-80	*	TP7020-80	*	*
30	TP3030-80	*	TP4030-80	*	TP5030-80	*	TP6030-80	*	TP7030-80	*	*
40	TP3040-80	*	TP4040-80	*	TP5040-80	*	TP6040-80	*	TP7040-80	*	*
60	TP3060-80	*	TP4060-80	*	TP5060-80	*	TP6060-80	*	TP7060-80	*	*
10	TP3010-135	*	TP4010-135	*	TP5010-135	*	TP6010-135	*	TP7010-135	*	*
20	TP3020-135	*	TP4020-135	*	TP5020-135	*	TP6020-135	*	TP7020-135	*	*
30	TP3030-135	*	TP4030-135	*	TP5030-135	*	TP6030-135	*	TP7030-135	*	*
40	TP3040-135	*	TP4040-135	*	TP5040-135	*	TP6040-135	*	TP7040-135	*	*
60	TP3060-135	*	TP4060-135	*	TP5060-135	*	TP6060-135	*	TP7060-135	*	*

1 French (Fr) = 0.33 mm 1 pulgada = 25.45 mm 1 bar = 100 kPascal 0.987 Atm = 14.505 psi



INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,
CH 6301 Zug,
SUIZA
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

acmedica[®]
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n. 2 1º - Ext.
33008 - Oviedo
Tel. 902 830049 - Fax. 984 283718
acmedica@acmedica.es
www.acmedica.es

