




ZEUS™

Sistema de stent
autoexpansible de nitinol -
OTW (coaxial) - 0,034"

“Flexibilidad sin igual en un sistema
que se usa con una sola mano”


Radiología Intervencionista

Stent

acmedica®
medical solutions

ZEUSTM

Sistema de stent autoexpansible de nitinol - OTW (coaxial) - Ø,034"



Diseño del stent

- Realizado con aleación de níquel y titanio (nitinol).
- Sistema de colocación con una sola mano.
- Bidireccional.
- Reducido espesor del depósito, lo que minimiza las perturbaciones de flujo.
- Diseño de celda cerrada para lograr un buen anclaje.
- Aposición óptima del stent a la pared.
- Fuerza radial sistemática para lograr una adaptación excelente de los vasos.
- Reducción insignificante del stent durante la expansión.
- 8 marcadores radiopacos de tántalo (4 en cada extremo del stent), lo que aporta una visibilidad excelente.



Dispositivo de colocación

- El perfil bajo (6F) del cuerpo garantiza una capacidad de colocación mejorada y comodidad para el paciente.
- Funda trenzada radiovisible con 5 zonas para empuje, de seguimiento, con flexibilidad, y de protección y estabilización del stent.
- Colocación controlada sin vibraciones del stent.
- Sistema de fácil retirado.
- Se requiere una fuerza mínima para retirar el stent.
- Resistencia a torsión.
- Punta suave radiovisible para lograr una mejor colocación en el sitio.

acmedica[®]
medical solutions

DATOS TÉCNICOS

Modo de intercambio:	OTW (coaxial)
Compatibilidad con guía (máx.):	0.035"
Compatibilidad con catéter guía (mín.):	6F
Marcadores radiopacos:	3 (en la parte distal y proximal del stent, extremo distal de la funda exterior)
Longitud utilizable del catéter:	80 cm, 120 cm
Vida útil total:	2 años
Especificaciones del stent	
Material:	Aleación de níquel y titanio
Diseño:	Celda cerrada
Marcadores radiopacos:	8, tantaló

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	Diámetro implantado		Longitud del stent					
	mm	20	40	60	80	100	120	150
06	ZX620-80	ZX640-80	ZX660-80	ZX680-80	ZX6100-80	ZX6120-80	ZX6150-80	
07	ZX720-80	ZX740-80	ZX760-80	ZX780-80	ZX7100-80	ZX7120-80	ZX7150-80	
08	ZX820-80	ZX840-80	ZX860-80	ZX880-80	ZX8100-80	ZX8120-80	ZX8150-80	
09	ZX920-80	ZX940-80	ZX960-80	ZX980-80	ZX9100-80	ZX9120-80	ZX9150-80	
10	ZX1020-80	ZX1040-80	ZX1060-80	ZX1080-80	ZX10100-80	ZX10120-80	ZX10150-80	
11	ZX1120-80	ZX1140-80	ZX1160-80	ZX1180-80	ZX11100-80	ZX11120-80	ZX11150-80	
06	ZX620-120	ZX640-120	ZX660-120	ZX680-120	ZX6100-120	ZX6120-120	ZX6150-120	
07	ZX720-120	ZX740-120	ZX760-120	ZX780-120	ZX7100-120	ZX7120-120	ZX7150-120	
08	ZX820-120	ZX840-120	ZX860-120	ZX880-120	ZX8100-120	ZX8120-120	ZX8150-120	
09	ZX920-120	ZX940-120	ZX960-120	ZX980-120	ZX9100-120	ZX9120-120	ZX9150-120	
10	ZX1020-120	ZX1040-120	ZX1060-120	ZX1080-120	ZX10100-120	ZX10120-120	ZX10150-120	
11	ZX1120-120	ZX1140-120	ZX1160-120	ZX1180-120	ZX11100-120	ZX11120-120	ZX11150-120	

1 French (Fr) = 0.33 mm 1 pulgada = 25.45 mm 1 bar = 100 kPascal 0.987 Atm = 14.505 psi

INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,
CH 6301 Zug,
SUIZA
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

acmedica[®]
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n. 2 1º - Ext.
33008 - Oviedo
Tel. 902 830049 - Fax. 984 283718
acmedica@acmedica.es
www.acmedica.es

